

Verkorte gebruikshandleiding



1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Torzio is niet geschikt voor u, indien fixatie van uw rug of bekken noodzakelijk is.



2. Verwijder voor gebruik de veiligheidspen aan de achterzijde en laadt de Torzio gedurende 3-4 uur op.



3. Leg de Torzio, bij voorkeur op een stevige ondergrond, goed tegen de rugleuning van uw stoel.



4. Zet de Torzio aan. Stand 1 is vaak de meest comfortabele voor uw eerste kennismaking met Torzio.



5. Ga op het comfortabel gevormde kussen zitten, en geniet van de nauwelijks merkbare draaibeweging.